

Agrupamento de Escolas Ordem de Sant'Iago

“Pega- monstros”

Material necessário:

- Cola líquida
- Água
- Corante alimentar
- Recipiente de plástico
- Colher metálica
- Solução de borato de sódio
- Copos medidores



Procedimentos:

1. Coloca 30 ml de cola líquida no copo.
2. Adiciona 20 ml de água e mexe bem.
3. Junta algumas gotas de corante e mexe até obter uma mistura homogénea.
4. Adiciona 15 ml da solução de borato de sódio e mexe muito bem.
5. Retira a parte sólida do copo e deita fora o excesso de líquido.

O que observaste? Por que terá acontecido assim?

Elisabete Gomes
C.T.